

Le tecnologie doctor beauty:

REFREX:
radiofrequenza
multipolare




D30:
laser a diodo 980nm

PURITY:
luce pulsata
multifunzione



PLUSER:
laser ad erbio
frazionato



doctor beauty®

—medical aesthetic systems

per ulteriori informazioni:

www.doctor-beauty.com

info@doctor-beauty.com



video clinici



tutte le novità

Modello	Expand
Codice	TAPOR001.1
Tensione max	+45V, -45V
Frequenza ULS	25KHz
Frequenza elettroporazione	2KHz
Forme d'onda	Positiva, Negativa e Alternata
Dimensioni	33x25x18 cm (LxPxH)
Peso	7 kg

Formazione e assistenza

Doctor beauty organizza corsi di formazione ed eventi per una costante crescita professionale dei propri clienti, grazie a partnership e collaborazioni con diverse università.

Visita il sito www.doctor-beauty.com per scoprire tutti i prodotti, gli eventi e le novità!

rivenditore



Tutte le apparecchiature Doctor Beauty sono certificate CE, in rispetto della direttiva EEC 93/42 per le attrezzature medicali



doctor beauty è una linea prodotta da LAMBDA SpA

la via della bellezza

Nella sede LAMBDA di Vicenza si svolgono la ricerca e la produzione di apparecchiature mediche e laser. La sede dispone di ampi spazi per conferenze e corsi teorico/pratici.

LAMBDA SpA

Via dell'Impresa, 1
36040 Brendola (VI)
Italy

T. +39 0444.349165
F. +39 0444.349954
info@lambdaspa.com
www.lambdaspa.com



doctor beauty®

—medical aesthetic systems

doctor-beauty.com



expand: di più per la pelle

PRECISO

Expand utilizza potenza e frequenza specifiche, per una veicolazione transdermica mirata ed efficace.

CONFORTEVOLE

Trattamenti non-invasivi senza effetti collaterali.

COMPLETO


Pulizia dell'epidermide e veicolazione transdermica, in un singolo sistema.

VERSATILE

Trattamenti dermatologici, terapeutici ed estetici, sempre a portata di mano.

COSMETICI

Doctor Beauty offre un'ampia gamma di prodotti cosmetici, specificatamente formulati per uso transdermico.



elettroporazione transdermica

Expand è un sistema che sfrutta la sinergia degli ultrasuoni a bassa frequenza e la veicolazione transdermica, per trattare diversi inestetismi viso/corpo. La spatola ad ultrasuoni permette una pulizia superficiale della pelle, eliminando sebo e cellule morte, così da rendere più efficace la veicolazione dei principi attivi tramite l'elettroporazione.



L'apporto di principi attivi e sostanze nutrienti tramite Expand, combinato al rimodellamento dei tessuti con la radiofrequenza Refrex, amplifica i risultati fin dalle prime sedute.

Efficace

Privo di effetti collaterali

Non chirurgico, non invasivo

Versatile - Multidisciplinare



RINGIOVANIMENTO



DERMO-PURIFICAZIONE

