

# expand

elettroporazione transdermica



Expand combina l'effetto dermopurificante degli ultrasuoni a bassa frequenza con la veicolazione transdermica dell'elettroporazione.

Principali caratteristiche: ultrasuoni, elettroporazione, 3 forme d'onda selezionabili, programmi di trattamento preimpostati, touch screen a colori, porta USB per aggiornamenti software.

Include: spatola ad ultrasuoni, manopola viso e manopola corpo con serbatoio integrato, starter kit per 10 trattamenti, manuale e protocolli clinici

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello / codice identificativo	Doctor Beauty EXPAND / TAPOR001.1
Tensione massima	-45V, +45V
Frequenza ultrasuono	25KHz
Frequenza elettroporazione	2KHz
Forme d'onda	Positiva - Negativa - Alternata
Dimensioni / Peso	33 x 25 x 18 cm (l x p x h) / 7 kg
Alimentazione	100 - 270 Vac
Classe medica	II B

Per ulteriori informazioni contatta [info@doctor-beauty.com](mailto:info@doctor-beauty.com)

CE  
0476

Azienda con Sistema di Gestione  
per la Qualità certificato secondo

UNI EN ISO 9001:2008  
UNI EN ISO 13485:2004

doctor beauty®  
—medical aesthetic systems—

La linea Doctor Beauty è prodotta da LAMBDA Spa - Vicenza (Italia) [www.lambdaspa.com](http://www.lambdaspa.com) - [info@lambdaspa.com](mailto:info@lambdaspa.com) +39 0444 349165

AM ST 038