

Le tecnologie doctor beauty:



REFREX:
radiofrequenza
multipolare



EXPAND:
elettroporazione
transdermica



D30:
laser a diodo
980nm



PURITY:
luce pulsata
multifunzione



doctor beauty®

—medical aesthetic systems

per ulteriori informazioni:

www.doctor-beauty.com

info@doctor-beauty.com



video clinici



tutte le novità

Modello	Pluser derma
Codice	LAEDD001.1
Potenza massima	8 W
Frequenza	da 5 a 50 Hz
Trasporto del fascio	Fibra ottica
Modalità d'impulso	MSP + APC
Dimensioni	40x80x90 cm (LxPxA)
Peso	35 kg
Classe medicale/Laser	II B / IV

Formazione e assistenza

Doctor beauty organizza corsi di formazione ed eventi per una costante crescita professionale dei propri clienti, grazie a partnership e collaborazioni con diverse università.

Visita il sito www.doctor-beauty.com per scoprire tutti i prodotti, gli eventi e le novità!

rivenditore



Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certificate CE in rispetto delle direttive EEC.
Per attrezzature mediche: ECC Direttiva 93/42.



Pluser*derma

doctor beauty è una linea prodotta da LAMBDA SpA

la via della bellezza

Nella sede LAMBDA di Vicenza si svolgono la ricerca e la produzione di apparecchiature mediche e laser. La sede dispone di ampi spazi per conferenze e corsi teorico/pratici.

LAMBDA SpA

Via dell'Impresa, 1
36040 Brendola (VI)
Italy

T. +39 0444.349165
F. +39 0444.349954
info@lambdaspa.com
www.lambdaspa.com



doctor beauty®

—medical aesthetic systems

doctor-beauty.com

SCANNER FRAZIONATO

Scanner frazionato per il ringiovanimento cutaneo: la ripetizione degli impulsi frazionati, ad effetto **minimamente ablativo**, stimola la contrazione del collagene e riattiva la risposta da guarigione.

FIBRA OTTICA

Pratica e flessibile, la fibra ottica permette una **maggiore precisione** e necessita di minima manutenzione.

MANIPOLI MODULARI

BOOST: sinergia di laser, aria ed acqua per trattamenti dermochirurgici più confortevoli.

DERMA: manipolo full field con spot di 2, 3 e 5 mm senza contatto.

FRACTION: scanner frazionato con emissione di forme ed aree variabili.

MSP

La tecnologia brevettata MSP Multiple Square Pulse **modula la durata e la fluenza** dell'impulso laser per ogni specifica applicazione dermatologica.

VIDEO GUIDA

Consulta i **video clinici e i protocolli** direttamente sul display del laser.



Pluser^{derma}

il laser ad erbio per dermatologia

Pluser è il laser ad erbio per trattamenti di dermochirurgia, di ringiovanimento e resurfacing. Il laser ad erbio, unito allo scanner frazionato, non provoca sanguinamento e riduce l'eritema post trattamento se paragonato ad altre metodiche che utilizzano il laser CO₂ o il peeling chimico/meccanico.

Grazie alla tecnologia APC (Advanced Pulse Control) il laser viene modulato in tre forme:

IMPULSO FONDAMENTALE:

durata di impulso variabile per **ABLAZIONE FREDDA** o **COAGULAZIONE**.

IMPULSO PROFONDO: modalità ad alta penetrazione che suddivide l'impulso fondamentale in micro-impulsi per **ABLAZIONE E COAGULAZIONE**.


IMPULSO SMOOTH: stimola e leviga l'epidermide per trattamenti di ringiovanimento **NON ABLATIVI**.



RESURFACING



RINGIOVANIMENTO



DERMO-CHIRURGIA



MACCHIE

